

Tabtime 週用型電子藥盒

操作說明

時間設定

1. 在一般模式之下按五次 SET 鍵，待時間數字閃爍後即可設定時間。
2. 螢幕數字閃爍時按 HR 可設定小時，按 MIN 設定分鐘。
3. 再按一次 SET 鍵，即可完成時間設定。

鬧鈴設定

1. 在一般模式下按一次 SET 鍵，鬧鈴時間與上方數字 1 開始閃爍後，即可設定第一組鬧鈴。
2. 螢幕數字閃爍時按 HR 可設定小時，按 MIN 設定分鐘。
3. 再按一次 SET 鍵，即可跳回一般模式，上方數字 1 出現●圓點後，即完成時間設定。
4. 在一般模式下按兩次 SET 鍵，鬧鈴時間與上方數字 2 開始閃爍後，即可設定第二組鬧鈴。
5. 請重複步驟 2、3、4，以完成四組鬧鈴設定。

取消鬧鈴設定

1. 請按 SET 鍵至需要取消的鬧鈴。
2. 該組鬧鈴時間數字閃爍後，同時按下 HR 與 MIN 鍵，直到該鬧鈴時間顯示 0:00。
3. 該鬧鈴時間顯示 0:00 以及上方該組鬧鈴數字的●圓點消失後，即成功取消該鬧鈴設定。

背光燈

- 按下 MIN/LT 鍵即可開啟背光燈。

- 背光燈可持續亮約 5 秒鐘。

注意事項

- 請將產品至於遠離孩童的安全地方。
- 請勿將計時器放入水中。
- 螢幕數字顯示開始模糊時，請更換電池。
- 對於個人不當使用與外力造成損壞，恕不在保固範圍內。